






Må ikke brukes, hvis posen er beskadiget eller har været åbnet. Ikke bruk hvis forpakningen er skadet eller åpnet. Använd inte skadad eller öppnad förpackning. Ei saa kjøttå, jøs pussi on vaarioitunut tai avattu.		Må ikke oppbevares i direkte sollys og varme. Ikke utsett produktet for sollys og varme. Håll borta från solljus och värme. Säilytettävä suojattuna auringonvalolta ja kuumaudelta.	
Oppbevaring ≤30°C (86°F). Lagres ≤30°C (86°F). Förvaras ≤30°C (86°F). Säilytystemperatura ≤30°C (86°F).	 30°C (86°F)	Ikke lavet med naturlig gummlatex. Inneholder ikke latex. Innehåller ej latex. Ei sisällä luonnonkumilateksia.	
		Engangsbrug. Må ikke genbruges. Til engangsbruk, ikke bruk om igjen. För engångsbruk. Återanvänd inte. Kertakäyttöinen. Ei saa käyttää uudelleen.	



PolyMem® Pad or Roll Dressing

Instructions for Use

- | | |
|---|---|
| Non-Adhesive | Film Adhesive |
| REF 5022 - 1.8" x 1.8" (4.7cm x 4.7cm) | REF 203 - 2" x 2" (5cm x 5cm) |
| REF 5033 - 3" x 3" (8cm x 8cm) | |
| REF 5044 - 4" x 4" (10cm x 10cm) | Cloth Adhesive |
| REF 5055 - 5" x 5" (13cm x 13cm) | REF 7203 - 2" x 2" (5cm x 5cm) |
| REF 5077 - 6.5" x 7.5" (17cm x 19cm) | REF 7405 - 4" x 5" (10cm x 13cm) |
| REF 5124 - 4" x 12.5" (10cm x 32cm) | REF 7606 - 6" x 6" (15cm x 15cm) |
| REF 5244 - 4" x 24" (10cm x 61cm) | REF 7031 - 1" x 3" (2.5cm x 8cm) |
| REF 5824 - 8" x 24" (20cm x 60cm) | REF 7042 - 2" x 4" (5cm x 10cm) |
| REF 5035 - MAX 3" x 3" (7.6 cm x 7.6cm) | |
| REF 5045 - MAX 4.5" x 4.5" (11cm x 11cm) | |
| REF 5088 - MAX 8" x 8" (20cm x 20cm) | |

  0197
FERRIS MFG. CORP.
 5133 Northeast Parkway
 Fort Worth, TX 76106-1822 U.S.A.
 Toll Free U.S.A.: 800-765-9636
 International: +1 817-900-1301
 www.polymem.com
 © 2017, 2021 Ferris Mfg. Corp. or™ indicate trademark

EC REP
 Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 The Netherlands



FMC-S019 REV 5 11/22

DA

PolyMem® -bandage eller -forbinding

Den afprøvede multifunktionelle forbinding.

BESKRIVELSE:
 PolyMem-forbindinger med polymermembran fremstilles af fugtighedsbevarende polyuretanmatrix, som indeholder (1) rensningsmiddel til sår (2) fugtighedsmiddel med glycerin (3) superabsorbierende polymerer. Forbindingernes bagside er fremstillet i tyndt polyuretan, der sørger for, at huden kan ånde og hjælpe med at forebygge kontaminering. Forbindingerne kan bruges som en primær eller sekundær forbinding eller en kombination af primær og sekundær forbinding. PolyMem MAX™ forbindinger har samme polymermembran som PolyMem-forbindinger, men MAX er tykkere og har højere MVTR (permeabilitet) for at kunne håndtere en større væskemængde.

Medicinfri PolyMem-forbindinger hjælper med at:

- håndtere og hele sår på en effektiv måde
- absorbere væske og skabe et fugtigt sårhealingsmiljø
- minimere og lette vedvarende og proceduremæssig sårsmerter
- reducere odemær, blå mærker og spredning af betændelse i det omkringliggende, ubeskadigede væv

INDIKATIONER FOR ALLE MENNESKER:
 I håndbæk, ved behandling af mindre sår som fx:

- Hudafskrabninger • Lacerationer • Snitsår
- Forbrændinger

Under vejledning af sundhedspersonale, til behandling af alvorlige sår som fx de fleste sår af delvis eller fuld tykkelse, herunder:

- Tryksår (stadie I-IV)
- Venesåresår
- Akutte sår
- Sår på ben
- Donor- og recipientsted
- Rifter i huden
- Diabetessår
- Hudsygdomme
- Første- og andengradsforbrændinger
- Operationsår
- Vaskulære sår

NO

PolyMem® bandasje eller bandasjerull

Den dokumenterte, multifunktionelle bandasjen.

BESKRIVELSE:
 PolyMems membranbandasjer er laget av et fuktabsorberende polyuretanmateriale som inneholder (1) ikke-toksisk rensningsmiddel for sår, (2) glyserinbasert fuktighetsgiver og (3) superabsorbenter. Bandasjene har en tynn polyuretanmembran som puster og beskytter mot forurenning. Bandasjene kan brukes som primærbandasje, sekundærbandasje eller kombinert primær- og sekundærbandasje. PolyMem MAX™-bandasjer har samme polymermembran som PolyMem-bandasjer, men MAX er tykkere og har mye bedre absorberende egenskaper for å håndtere mer væske.

Legemiddelfrie PolyMem-bandasjer:

- beskytter og healer skader
- absorberer væske og gir en jevn fuktighet til såret under hele behandlingen
- minimierer og lindrer kroniske smerter i såret og smerte forbundet med prosedyren
- reduserer odem, blåmerker og spredning av betennelse i omkringliggende friskt vev

INDIKASJONER FOR ALLE MENNESKER:
 Selges uten resept, til behandling av mindre sår, som:

- Skrubsår • Kuttskader • Skrammer • Brannår

Under oppsyn av medisinsk personell, til behandling av alvorlige sår. Passer til de fleste delvis og helt gjennomgående sår, inkludert:

- Tryksår (stadium I-IV)
- Venøse bensår
- Akutte sår
- Bensår
- Donor- og transplantasjonsflater
- Hudrifter
- Diabetessår
- Dermatologiske lidelser
- Første og -andregrads forbrønning
- Kirurgiske sår
- Vaskulære sår

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:

- Kun til utvortes bruk
- PolyMem-forbindinger er ikke kompatible med oksidationsmidler (hydrogenperoxid- eller hypokloritopløsningsmidler)
- For du utfører bildeledningsprosedyrer, skal du vurdere, om forbindingen skal fjernes
- Undgå kontakt med elektroder eller ledende geler
- Topiske behandlinger anbefales ikke i forbindelse med PolyMem-forbindinger
- Vær oppmerksom på tegn på infeksjon eller macerasjon
- Bruk ikke og opphør med å bruke på personer, der viser tegn på folsomhed, irritasjon eller allergi fra forbindingen eller dens materialer
- Beregnet til engangsbruk på én person. Må ikke genbruges. Genbruk kan forringe karakteristika, sprede kontaminering og øge risikoen for infeksjon.

PolyMem-forbindinger kan brukes, når der forekommer tegn på infeksjon, hvis det er implementert passende medisinsk behandling, som gjør noget ved infeksjonens årsag.

Skal oppbevares ved stuetemperatur ≤30°C (86°F). Tillatte udsving ≤55°C (131°F), men bør dog minimeres.

Bortskaffes som typisk miljøskadelig affald.

Dimensjonene er approksimative.

DA

BRUGSANVISNING:

- Første anvendelse:**
1. Forbered såret i henhold til protokol eller ifølge vejledninger fra en læge eller anden ordinerende kliniker.
 2. Vælg en forbinding med skumbåndagen, der er ¼" – 2" (0,6 – 5 cm) større end såret. Forbindingen skal også dække det betændte eller belastede område omkring såret. Forbindingerne kan klippes i den ønskede størrelse.
 3. Fugt forbindingen let inden anvendelsen i tilfælde af tørre sår.
 4. Påføres med filmsiden udad (så skriften er synlig).
 5. Fastgør forbindingerne med fx tape, net eller gaze.
 6. Angiv såret på toppen af forbindingen for at hjælpe med at bestemme næste skift.

- Anvendelse:**
1. Der kan eventuelt konstateres en dramatisk stigning i sværken i de første få dage grundet væskeudtrækningen. Dette er helt normalt og angiver, at forbindingen fungerer.
 2. Hold forbindingen tørt og på plads under badning. Skift forbindingen, hvis den bliver våd.
- Skift af forbinding:**
1. Ved et væskende sår bliver væsken synlig gennem toppen. Skift, inden væsken når sårkanten, eller når det viser sig nødvendigt eller senest efter 7 dage. Skift straks, hvis væsken når kanten af sårbåndagen.
 2. Der er eventuelt behov for flere skift i tilfælde af et kompromitteret immunsystem, diabetes, betændelse, hypergranulation, blodgjort væv eller ved ønsket om at facilitere fjernelsen af dødt væv.
 3. Tag forsigtigt forbindingen af. PolyMem-forbindingen adhærer normalt ikke til sårbunden og garanterer som regel smertefri skift af forbindingen. Kontrollér forbindingen og såret for at sikre, at alt materiale er fjernet.

NO

INSTRUKSER:

- Første påføring:**
1. Klargjør såret i henhold til retningslinjene eller etter instruksjon fra lege eller annet helsepersonell.
 2. Velg en bandasje med membranflate som er ¼" – 2" (0,6 – 5 cm) større enn såret. Bandasjen skal også dekke alt betent og skadet vev som tilstøter såret. Du kan klippe i bandasjene.
 3. Hvis såret evt. bandasjen fuktet lett for påføring.
 4. Påfør med filmsiden ut (så trykket vises).
 5. Fest bandasjene, f.eks. med film, film eller annen egnet hefte.
 6. Tegn et omriss av selve såret utenpå bandasjen. Dette hjelper deg vite når den må skiftes.

- Bruk:**
1. Det kan oppstå en dramatisk økning i starten av behandlingen pga bandasjens evne til å trekke til seg væske. Dette er normalt, og viser at bandasjen fungerer.
 2. Hold bandasjen tørt og på plass når du bader og vasker deg. Bytt bandasjen hvis den blir våt.

- Bytte bandasje:**
1. Hvis såret væsker, vil væsken være synlig gjennom overflaten. Bytt før væsken når sårkanten eller når retningslinjene krever det, men ikke sjeldnere enn hver 7. dag. Bytt øyeblikkelig hvis væsken når kanten av bandasjemembranen.
 2. Hypypigere bandasjeskift kan være nødvendig på grunn av nedsatt immunforsvar, diabetes, infeksjoner, hypergranulering, oppbløtt vev eller ved ønske om å fjerne dødt vev.
 3. Fjern bandasjen forsiktig. PolyMem bandasjen sitter vanligvis ikke fast i sårlåten, noe som gjør det smertefritt å bytte bandasje. Kontrollér bandasjen og såret for å sikre at alt materialet fjernes.

4. Hvis koaguleret blod eller tør væske har fået forbindingen til å adhærere til hud eller hår, brukes en lille mengde saltvandsopløsning eller vand til på en bilid måte langsomt at bløddge og frigore den. Rens den intakte hud omkring såret.
5. Hånder skiftet af forbinding i henhold til protokol eller ifølge vejledninger fra en læge eller anden ordinerende kliniker. I de fleste tilfælde ved bruk af PolyMem er der ikke behov for at forstyre eller rense et sår under skiftene, medmindre såret er inficeret eller kontaminert. PolyMem er designet til konstant at rense såret og efterlater ikke rester, der skal fjernes. **Overdreven rensning kan eventuelt kvæste regenererende væv og forsinke sårhealing.**
6. Påfør en ny forbinding.

- Observasjoner under bruk eller skift:**
- Under normal heiling kan såret muligvis se ud som det, blir større i løbet af de første få skift af forbindingen, fordi kroppen bortskafter det døde væv på naturlig vis. Hvis såret fortsat bliver større, skal der rådføres med en ekspert.
 - PolyMem-forbindinger hjælper med at understøtte dannelse af nye blodkar, så det er ikke unormalt at se blodig sårveske og forbindinger under skift.
 - Vær oppmerksom på tegn og symptomer som fx forøget rødmen, betændelse, smerte, varme, lukt, bleghet, sårthed, for stor vævsdannelse eller manglet på heiling. Rådfor med en spesialist ved problemer som fx betændelse, irritasjon, folsomhed, allergi, blodgjøring eller hypergranulation.

Alle alvorlige hendelser, der er forekommet i forbindelse med dette udstyr, skal rapporteres af brukeren og/eller patienten til Ferris Mfg. Corp. og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brukeren og/eller patienten er hjemmehørende.

4. Hvis bandasjen er limt fast til huden med koaguleret blod eller tørket sårveske, bruker du litt saltvann eller vann til å myke opp og løse bandasjen skånsomt. Rengjør den intakte huden rundt såret.
5. Klargjør såret etter gjeldende retningslinjer eller etter instruksjon fra en lege eller annet helsepersonell.
- Når du bruker PolyMem, er det som regel ikke nødvendig å forstyre eller rense såret når bandasjen byttes, med mindre såret er infisert eller forurenset. PolyMem er designet for kontinuerlig rensing av såret, og etterlater ikke rester som må fjernes.
- Overdreven rengjøring kan skade vev som leges og forsinke tilheling av såret.**
6. Påfør en ny bandasje.

- Observasjoner under bruk eller bytte:**
- Selv om såret leges normalt, kan det se ut som såret blir større de første gangene bandasjen byttes. Dette skjer fordi kroppen på naturlig vis fjerner vev som ikke er levedyktig. Hvis såret fortsetter å bli større, må du kontakte en fagperson.
 - PolyMem-bandasjer støtter kroppens arbeid med å skape nye blodkar. Det er ikke uvanlig å finne blod i bandasjene og sårvesken når bandasjene byttes.
 - Vær oppmerksom på tegn og symptomer som økt rødhet, betennelse, smerter, varme, lukt, bleking, skjorhet, overdreven vævsdannelse og manglet tilheling. Konsulter medisinsk fagpersonell ved problemer, som infeksjon, irritasjon, sensitivitet, allergi, oppbløtning og hypergranulering.

Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med denne enheten skal rapporteres av brukeren og/eller pasienten til Ferris Mfg. Corp. og vedkommende myndighet i medlemsstaten hvor brukeren og/eller pasienten er etablert.

PolyMem® förband eller rullförband

Det beprövade multifunktionella förbandet.

BESKRIVNING:

PolyMem förband med polymermembran är tillverkade av en fuktighetsbevarande polyuretanimatris som innehåller (1) säker särengröning, (2) återfuktande glycerin och (3) superabsorbenter. Förbanden har ett tunt polyuretanskum som andas och motverkar kontaminering. Förbanden kan användas som primärförband, sekundärförband eller som både primär- och sekundärförband. PolyMem MAX™ förband har samma polymermembran som PolyMem, men MAX är tjockare och har en högre fuktoverföringshastighet (MVTR) för att kunna hantera större mängder vätska.

Läkemedelsfria PolyMem förband bidrar till att:

- effektivt behandla och läka sår
- absorbera vätska och skapa en fuktig läkningsmiljö
- minska odör, lindra smärta och procedursmärta
- minska odör, blåmärken och inflammationsspredning till intilliggande, oskadad vävnad

INDIKATIONER FÖR ALLA MÄNNISKOR:

För behandling av mindre sår, såsom:

- skrubbsår
 - frysår
 - skärsår
 - brännår
- Under överinseende av sjukvårdspersonal**, för behandling av allvarliga sår, såsom de flesta sår med partiell eller full tjocklek, däribland:
- Trycksår (kategorier I-IV)
 - Venösa bensår
 - Akuta sår
 - Bensår
 - Transplantations- och amputationssår
 - Hudrevor
 - Diabetiska sår
 - Hudåkommor
 - 1:a och 2:a gradens brännskador
 - Operationsår
 - Kärlskador

PolyMem® -tyyny tai -sidosrulla

Todistetusti toimiva, monikäyttöinen sidos.

KUVAUS:

PolyMem-polymeerityynyksidokset on valmistettu kosteutta imevistä polyuretaaniharsoista, jotka sisältävät (1) turvallista haavanpuhdistusainetta, (2) glyseriiniä sisältävää kosteutusainetta sekä (3) superabsorboivia aineita. Sidoksiin kuuluu ohut polyuretaaniavahiike, joka hengittää ja suojaa kontaminaatioilta. Sidoksia voidaan käyttää ensisijaisina, toissijaisina tai yhdistettyinä ensi- ja toissijaisina haavasidoksina. PolyMem MAX™ -sidoksissa on samanlainen polymeerityyny kuin PolyMem-sidoksissakin, mutta MAX on paksumpi ja pystyy korkeamman MVTR-arvonsa ansiosta käsittelemään suurempaa määrää haavanestettä.

Lääkkeitöntömät PolyMem-sidokset:

- hoitavat ja parantavat haavoja tehokkaasti
- imevät nestettä ja takaavat kostean paranemisympäristön
- ehkäisevät ja lievittävät sekä jatkuvaa että toimenpiteisiin liittyvää haavakipua
- vähentävät turvotusta, ruhjeiden muodostusta ja tulehduksen leviämistä ympäröiviin terveisiin kudoksiin

KÄYTTÖAIHEET IHMISILLE:

Käsikappatuteita pienten haavojen hoitoon, joihin kuuluvat:

- Hiertymät
 - Repeämät
 - Viiltohaavat
 - Palovammat
- Terveystieteiden ammattilaisten ohjauksessa** vakavien haavojen eli useimpien ihon kokonaan tai osittain läpäisevien haavojen hoitoon, joihin kuuluvat:
- Painehaavat (vaiheet I–IV)
 - Laskimoahaavaumat
 - Akkuutt haavat
 - Jalkojen haavaumat
 - Luovutuselinten ja siirteiden päikat
 - Ihon repeämät
 - Diabeettiset haavaumat
 - Dermatologiset häiriöt
 - Ensimmäisen ja toisen asteen palovammat
 - Kirurgiset haavat
 - Verisuonien haavaumat

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- För utvärtes bruk
- PolyMem är inte förenligt med oxidationsmedel (väteperoxid eller hypokloritlösningar)
- Avgör om förbandet ska avlägsnas före bilöbehandling
- Undvik kontakt med elektroder och ledande gel
- Topisk behandling rekommenderas inte tillsammans med PolyMem
- Var uppmärksam på tecken på infektion och maceration
- Använd inte på och avbryt användning på personer som uppvisar tecken på känslighet, irritation eller allergi mot förbandet eller dess material
- Avsedd för en användning för en person.

Ateranvändning inte. Ateranvändning kan försämra förbandets egenskaper, sprida kontaminering och öka infektionsrisken.

PolyMem kan användas vid tecken på infektion, förutsatt att lämplig medicinsk behandling mot infektionsorsaken har genomförts.

Förvara i rumtemperatur $\leq 30^{\circ}\text{C}$ (86°F).

Tiillfälliga temperaturer $\leq 55^{\circ}\text{C}$ (131°F) är tillåtna men bör undvikas.

Kassera som biologiskt riskavfall.

Måtten är ungefärliga.

INSTRUKTIONER:

Initial applicering:

1. Förbered såret enligt gällande principer eller enligt anvisningar från din läkare.
2. Välj ett förband vars membran är 0,6 – 5 cm ($\frac{1}{4}$ – 2") större än sårtan. Förbandet ska också täcka inflammationer eller skadade områden runt såret. Förbandet kan klippas till önskad storlek.
3. Fukta förbandet lätt före applicering om såret är torrt.
4. Lägg på förbandet med filmsidan utåt (så att texten syns).
5. Fixera förbandet med exempelvis häfta, tubnät eller gasväv.
6. Rita av såret ovanpå förbandet för att lättare kunna avgöra när det är dags att byta förband.



Användning:

1. En kraftig ökning av mängden såravtska kan förekomma under de första dagarna på grund av att förbandet drar till sig vätska. Detta är helt normalt och indikerar att förbandet fungerar.
2. Håll förbandet torrt och på plats vid dusch eller bad. Förbandet ska bytas om det blir blött.

Byte av förband:

1. I fall av exsuderande sår kommer vätska att synas genom förbandet. Byt förband innan vätskan når sårkanten, när det är rekommenderat enligt god praxis eller efter högst sju dagar. Byt genast om vätskan når kanten av membranet.
2. Förbandet kan behöva bytas oftare vid nedsatt immunförsvar, diabetes, infektion, hypergranulation, macererad hud eller för att underlätta avlägsnandet av död vävnad.
3. Ta bort förbandet försiktigt. PolyMem fastnar normalt inte i sårbedden, vilket vanligtvis garanterar en smärtfri omläggning. Kontrollera förbandet och såret för att säkerställa att allt material har avlägsnats.

KÄYTTÖOHJEET:

Ensimmäisen sidoksen asettaminen:

1. Valmistele haava laitoksen käytänteiden mukaisesti tai lääkäriin tai muun vastuussa olevan klinikon ohjeiden mukaisesti.
2. Valitse sidos, jonka haavatyynyyn koko on $\frac{1}{2}$ – 2" (0,6–5 cm) haavaa suurempi. Sidoksen on myös peitettävä haavaa mahdollisesti ympäröivä tullehtunut tai vaurioitunut alue.
3. Jos haava on kuiva, kostuta sidosta hieman ennen sen asettamista.
4. Aseta sidos haavan päälle kävelellä ulospäin (eli niin, että teksti näkyy).
5. Kiinnitä sidos esim. teipillä, verkolla tai harsolla.
6. Piirrä haavan ääriävät sidoksen päälle auttamaan sidoksen vaihtotarpeen määrittämisessä.



Käyttö:

1. Ensimmäisten päivien aikana voidaan haavata haavanesteen määrän selvää kasvua, mikä johtuu siitä, että sidos imee haavanestettä. Tämä on tavallista ja merkitsee, että sidos toimii odotetusti.
2. Pidä kylvetäessä ja suihkussa sidos kuivana ja paikallaan. Vaihda sidos, jos se kastuu.

Sidoksen vaihtaminen:

1. Erittävässä haavassa neste alkaa näkyä sidoksen läpi. Vaihda sidos ennen kuin neste saavuttaa haavan reunan, hyvien käytäntöjen aikataulun mukaan tai vähintään joka 7. päivä. Vaihda sidos välittömästi, jos neste saavuttaa haavatyynyyn reunan.
2. Tärkeimmät vaihdot voivat olla tarpeen heikon immuunijärjestelmän, diabeteksen, infektion, hypergranulaation ja maseroituneen kudoksen yhteydessä tai silloin, kun halutaan edistää kuolleiden kudoksen poistumista.
3. Poista sidos varovasti. PolyMem-tyyny ei yleensä tartu haavaan, mikä takaa tavallisesti kivuttoman sidoksenvaihdon. Tarkasta sidos ja haava ja varmista, ettei haavaan ole jäänyt materiaalia.

4. Om förbandet har fastnat i hud eller hår på grund av koagulerat blod eller torkat exsudat kan förbandet fuktas med saltlösning eller vatten och därefter försiktigt avlägsnas. Rengör den friska huden runt såret.
5. Byt förband enligt gällande principer eller enligt din läkares anvisningar. Vid användning av PolyMem behöver såret vanligtvis inte rengöras när förbandet byts, såvida såret inte är infekterat eller kontaminerat. PolyMem är utformat så att det kontinuerligt rengör såret och inte lämnar några rester som måste avlägsnas.

Överdriven rengöring kan skada återuppygget vävnad och fördröja sårsläkningen.

6. Applicera ett nytt förband.

Observera vid användning eller byte:

- Under läkningsprocessen kan såret uppvisa en storleksökning vid de första omläggningarna på grund av att kroppen naturligt avlägsnar död vävnad. Kontakta läkare om såret fortsätter att öka i storlek.
- PolyMem främjar bildandet av nya blodkärl. Det är därför inte ovanligt att se blod i såravtskan eller på förbandet vid byte.
- Var uppmärksam på tecken och symtom såsom ökad rodnad, inflammation, smärta, värme, lukt, blekning, ömhet, överdriven vävnadsbildning eller avsaknad av läkning. Kontakta läkare om du upplever besvär såsom infektion, irritation, känslighet, allergi, överdriven maceration eller hypergranulation.

Alla allvarliga händelser som har inträffat i samband med användandet av produkten bör rapporteras, av användaren och/eller patienten, till Ferris Mfg. Corp. och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

4. Jos hyyntyn veri tai kuivunut erite on saanut sidoksen tarttumaan ihoon tai karvoihin, käytä pientä määrää suolaliuosta tai vetä sidoksen varovaiseen pehmittämiseen ja irrottamiseen. Puhdista haavaa ympäröivä ehjä iho.

5. Suorita sidosten vaihto laitoksen käytänteiden mukaisesti tai lääkäriin tai muun vastuussa olevan klinikon ohjeiden mukaisesti. Haavaa ei tavallisesti ole tarpeen häiritä tai puhdistaa sidosten vaihdon yhteydessä, kun käytetään PolyMem-sidoksia, ellei haava ole infektoitunut tai kontaminoitunut. PolyMem on suunniteltu puhdistamaan haavaa jatkuvasti, eikä se äitä postmistista vaativia jäämiä.

Liiallinen puhdistaminen voi vahingoittaa uudistuvaa kudosta ja viivästyttää haavan paranemista.

6. Aseta haavan päälle uusi sidos.

Käytön ja vaihtojen aikana tehtävä havainnointi:

- Normaaliassa paranemisprosessissa haava saattaa näyttää kasvavan ensimmäisen sidoksen vaihtojen aikana, koska keho poistaa kuollutta kudosta luonnollisesti. Jos haava jatkaa kasvuaan, uta yhteyttä asiantuntijaan.
- PolyMem-sidokset tukevat uusien verisuonten muodostumista, joten veren haavanesteen tai veren tahrintuneiden sidosten näkeminen on tavallista.
- Tärkeille seuraavia merkkejä ja oireita: lisääntyntyn punaisuus, tulehuneisuus, kipu, lämpö, haju, valkoisuus, hauraus, liiallinen kudoksen muodostuminen, parantumisen merkkien puuttuminen. Neuvottele ongelmatilanteissa asiantuntijan kanssa; ongelmiksi katsotaan infektio, ärsytys, herkyys, allergia, maseraatio ja hypergranulaatio.

Mikä tahansa tähän laitteeseen liittyvä vakava tapahtuma on ilmoitettava joko käyttäjän ja/tai potilaan toimesta Ferris Mfg. Corp:lle ja sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.