

<p>Do not use if pouch has been damaged or opened. Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd of geopend is. Nicht verwenden, wenn der Beutel beschädigt oder geöffnet ist. Må ikke bruges, hvis posen er beskadiget eller har været åbnet. Använd inte skadad eller öppnad förpackning. Ei saa käyttää, jos pussi on vaurioitunut tai avattu. Ikke bruk hvis forpakningen er skadet eller åpnet. Não utilizar se a embalagem tiver sido danificada ou aberta. Non utilizzare se la busta è stata aperta o danneggiata. אין להשתמש אם השקית נפגמה או נפתחה. ห้ามใช้หากถุงชำรุดหรือถูกเปิด 如果袋子已损坏或打开，请勿使用。 لا تستخدم الضماد إذا كان الكيس تالفاً أو مفتوحاً. 주머니가 손상되었거나 열려있을 경우에는 사용하지 않습니다. Nepoužívajte, ak je vrecúško poškodené alebo otvorené. Ne pas utiliser si l'emballage du pansement a été ouvert ou est endommagé. No utilizar si el estuche está dañado o abierto.</p>	<p>Keep away from sunlight and heat. Uit de buurt van zonlicht en warmte houden. Vor Sonnenlicht und Hitze schützen. Må ikke opbevares i direkte sollys og varme. Håll borta från solljus och värme. Säilytettävä suojattuna auringonvaloilta ja kuumuudelta. Ikke utsett produktet for sollys og varme. Manter longe da luz solar e calor. Tenere lontano dalla luce solare e dal calore. יש להרחיק אזור השמש ומחום. เก็บห่างจากแสงแดดและความร้อน 远离阳光和热。 يُحفظ بعيداً عن أشعة الشمس والحرارة. 햇빛과 열에 노출시키지 않습니다. Udržujte mimo dosahu priameho slnečného svetla a tepla. Garder à l'abri des rayons du soleil et de la chaleur. Mantener fuera del alcance de la luz solar y el calor.</p>	
<p>Store ≤ 30°C (86°F). Bewaren ≤ 30°C (86°F). Bei ≤ 30°C (86°F) lagern. Opbevaring ≤ 30°C (86°F). Förvara i ≤ 30°C (86°F). Säilytyslämpötila ≤ 30°C (86°F). Lagre ved ≤ 30°C (86°F). Armazenar em ≤ 30°C (86°F). Conservare a ≤ 30°C (86°F). יש לאחסן בטמפרטורה ≤ 30°C (86°F). เก็บที่อุณหภูมิไม่สูงกว่า 30°C (86°F). 儲存溫度 ≤ 30°C (86°F). التخزين 30° درجة سيلزيوس (86° فهرنهايت). 30°C (86°F) 이하에 보관. Skladujte do ≤ 30°C (86°F). Conservar à une température ≤ 30°C (86°F). Conservar a ≤ 30°C (86°F).</p>	<p>Not made with natural rubber latex. Niet gemaakt met natuurlijke rubberlatex. Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt. Ikke lavet med naturlig gummilætex. Produkten är inte tillverkad av naturgummilætex. Ei sisällä luonnonkumilæteksiä. Ikke laget av naturlig lateks. Não é feito com látex de borracha natural. Privo di lattice di gomma naturale. מיצור ללא גומי טבעי. ไม่ใช้ยางธรรมชาติในการผลิต 不是采用天然橡胶乳制成。 غير مصنوع من لاتكس المطاط الطبيعي. 천연 고무 라텍스로 만든 제품이 아닙니다. Vyrobené bez prírodného latexu. Ne contient pas de latex naturel. No están hechos de látex de caucho natural.</p>	<p>Single use. Do not re-use. Enmalig gebruik. Niet hergebruiken. Zum Einmalgebrauch. Nicht wiederverwenden. Engangsbrug. Må ikke genbruges. För engångsbruk. Återanvänd inte. Kertakäyttöinen. Ei saa käyttää uudelleen. Til engangsbruk. Ikke bruk om igjen. Uso único. Não reutilizar. Monouso. Non riutilizzare. שימוש חד-פעמי. אין לעשות שימוש חוזר. ใช้เพียงครั้งเดียว ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่ 一次性使用。请勿重复使用。 لاستخدام لمرة واحدة. لا تعيد استخدام الضماد. 천연 고무 라텍스로 만든 제품이 아닙니다. Len na jedno použitie. Nepoužívajte opakovane. À usage unique. Ne pas réutiliser. Desechables. No reutilizar.</p>

PolyMem®

SILICONE BORDER DRESSING

Heal better Feel better™

Instructions for Use

- REF 2823 - 2.0" x 3.0" (5.0cm x 7.6cm)**
- REF 2835 - 5.0" x 3.5" (12.7cm x 8.8cm)**
- REF 2866 - 5.2" x 5.2" (13.3cm x 13.3cm)**
- REF 2868 - 6.5" x 8.2" (16.5cm x 20.9cm)**
- REF 2839 - 7.2" x 7.8" (18.4cm x 20.0cm)**



FERRIS MFG. CORP.
5133 Northeast Parkway
Fort Worth, TX 76106-1822 U.S.A.
Toll Free U.S.A.: 800-765-9636
International: +1 817-900-1301
www.polymem.com • info@polymem.com
© 2017, 2019 Ferris Mfg. Corp.® or ™ indicate trademark



Emergo Australia
201 Sussex Street
Darling Park, Tower II, Level 20
Sydney, NSW 2000 Australia




Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands




FMC-5858 REV.4 0124

NL

PolyMem® verbanden met siliconen kleefrand




Stap 1. Verwijder het beschermepapier aan één zijde van de kleeflaag.




Sacral/Oval #8 Verwijder de middelste beschermstrook. Zie de perforatielijnen waarlangs het verband kan worden gevouwen.



Sacral/Oval #8 Vouw de pleister voorzichtig in het midden en houd hem bij de twee "vleugels" vast.



Stap 2. Leg de pleister over de wond. Verwijder langzaam de andere beschermstrook(o)k(en) terwijl u de kleeflaag op de huid drukt.



NB: De sacrale pleister heeft een vorm die in verschillende richtingen kan worden gebruikt om de wond zo goed mogelijk te bedekken. De pleister kan ook worden bijgeknipt om de vorm aan te passen aan verschillende wondvormen.

BESCHRIJVING

PolyMem polymeerembraanverbanden zijn gemaakt van een vochtminnend polyurethaan matrix dat (1) veilige wondreiniger, (2) vocht brengende glycerine, en (3) superabsorbers bevat. Verbanden hebben een dunne polyurethane buitenzijde die ademt en besmetting buiten houdt. Verbanden kunnen gebruikt worden als een primair, secundair, of gecombineerd primair en secundair verband. De siliconen hechtverbanden van PolyMem hebben een kleefrand die zacht is voor de huid en herplaatsbaar.

- Medicijn vrije PolyMem verbanden helpen om:
- effectief wonden te verzorgen en te genezen
 - vocht te absorberen en een vochtige wondgenezing te creëren.
 - aanhoudende en procedurele wondpijn te minimaliseren en te verlichten
 - zwellingen, verwondingen, en de verspreiding van ontstekingen in omringende onbeschadigde weefsels te verminderen

VOOR ALLE MENSEN ZIJN DE INDICATIES

- Over-de-toonbank**, voor de verzorging van kleinere wonden, zoals:
- Schaaftwonden • Scheurwonden • Snijwonden • Brandwonden
- Onder de begeleiding van een zorgverlener**, voor de verzorging van ernstige wonden, zoals de meest gedeeltelijke en diepe wonden, waaronder:
- Decubitus (fases I-IV) • Veneuze aderlijke zweren • Acute wonden
 - Been ulcera • Donor-en graftsites • Skin tears • Diabetische ulcera
 - Dermatologische stoornissen • 1ste en 2de graads brandwonden
 - Chirurgische wonden • Vasculaire ulcera

VOORZORGSMAATREGELEN

- Alleen voor uitwendig gebruik • PolyMem verbanden gaan niet goed samen met oxidatiemiddelen (waterstofperoxide of hypochlorietoplossingen) • Voorafgaand aan het uitvoeren van beeldvormende procedures, bepaal of het verband verwijderd moet worden

- Vermijd contact met elektroden of geleidende gels
- Aanvullende medische wondbehandelingen worden niet aanbevolen in combinatie met PolyMem verbanden
- Wees alert op tekenen van infectie of maceratie
- Gebruik het verband niet en stop met het gebruik bij mensen die tekenen van gevoeligheid, irritatie, of allergie voor het verband of zijn grondstoffen, vertonen • Bestemd voor éénmalig gebruik bij één persoon. Niet hergebruiken. Hergebruik kan bestanddelen verminderen, besmetting verspreiden en het risico op infectie verhogen


PolyMem verbanden mogen gebruikt worden wanneer tekenen van infectie aanwezig zijn en een geschikte medische behandeling is ingezet die de oorzaak van de infectie aanpakt.

Bewaar op kamertemperatuur ≤30°C (86°F). Afwijkingen toegestaan ≤55°C (131°F) maar moeten beperkt blijven. **Verwijder** als bio-gevaarlijke afval. **Afmetingen** bij benadering.

AANWIJZINGEN

- Eerste verband**
1. Bereid de wond voor volgens het geldende protocol of zoals aangegeven door een arts of andere verantwoordelijke zorgverlener.
 2. Kies een verband met het membraankussen ¼" – 2"(0,6 – 5cm) groter dan de wond. Het verband moet ook ontstoken of beschadigde gebieden rondom de wond overlappen.
 3. Bij droge wonden, het verband licht bevochtigen of laat de wond vochtig na de voorbereiding. Voor een goede kleefkracht ervoor zorgen dat de huid schoon en droog is.

4. Na het aanbrengen de buitengrens van de wond op de buitenzijde van het verband aftekenen, om zo te kunnen bepalen wanneer het verband moeten worden verschoond.
5. Herplaats zo min mogelijk. Indien dat echter nodig is, trek de kleefrand dan voorzichtig los en breng het verband opnieuw aan. Laat de kleefrand niet met olie of wondreinigingsmiddel in aanraking komen.




- Gebruik**
1. Een sterke toename van wondvocht kan tijdens de eerste paar dagen zichtbaar worden ten gevolge van de vochtaantrekking. Dit is niet ongevoel en geeft aan dat het verband werkt.
 2. Houd het verband droog en op zijn plaats tijdens het nemen van een bad. Verwissel het verband als het nat wordt.

Verbandwisseling


1. Bij een vocht afscheidende wond, zal het vocht zichtbaar worden aan de bovenkant. Verwissel voordat wondvocht de wondrand bereikt, of volg het geldende medische protocol, of niet later dan 7 dagen. Verschoon onmiddellijk indien het wondvocht de rand van het membraanverband bereikt.
2. Een hogere verwisselfrequentie kan nodig zijn omwille van een gecompromitteerd immuunsysteem, diabetes, ontsteking, hypergranulatie, gemacereerd weefsel of wanneer niet-levensvatbaar weefsel eenvoudig verwijderd dient te worden.
3. Verbandwisseling: Til de rand van het verband op en verwijder. Breng een nieuw verband aan.
4. Als gestold bloed of gedroogde afscheiding ervoor gezorgd heeft dat het verband aan de huid of het haar kleeft, gebruik dan een kleine hoeveelheid zoutoplossing of water om het

DE


PolyMem®-Verband mit Silikon-Fixierand




Schritt 1. Entfernen Sie eine Seite der selbstklebenden Schutzfolie.




Sakral/Oval Nr. 8 Die mittlere Schutzfolie abziehen. Hinweis: Der Verband ist zum leichteren Falten vorgestanzt.



Sakral/Oval Nr. 8 Den Verband vorsichtig in der Mitte falten und dann an den beiden „Flügeln“ anfassen.



Schritt 2. Auf die Wunde auflegen. Vorsichtig die verbleibende Schutzfolie abziehen, während der Verband auf die Haut aufgedrückt wird.



HINWEIS
Der Sakralverband kann zur optimalen Wundabdeckung in jeder beliebigen Ausrichtung aufgelegt werden. Der Verband kann außerdem an die verschiedenen Wundformen angepasst und zugeschnitten werden.

BESCHREIBUNG:

PolyMem Polymer-Membran-Verbände sind aus einem die Feuchtigkeit anziehenden Polyurethan-Boden hergestellt, der einen (1) sicheren Wundreiniger, (2) Glycerin-Befeuchter und (3) Superabsorber umfasst. Unsere Verbände verfügen über eine dünne Rückseite aus Polyurethan, die atmungsaktiv ist und vor Verunreinigung schützt. Die Verbände können als Primärverband und/oder Sekundärverband sowie kombiniert verwendet werden. PolyMem-Verbände mit Silikonkleber verfügen über einen Fixierand, der hautschonend und repositionierbar ist.

- Eigenschaften:
- Effektive Wundversorgung / Förderung der Wundheilung
 - Absorbiert Flüssigkeit zuverlässig und schafft ein ideal-feuchtes Wundmilieu.
 - Reduziert / beseitigt chronische und akute Wundschmerzen markant.
 - Reduziert Ödeme, baut Hämatome ab und verhindert die Ausweitung des entzündlichen inflammatorischen Arealen auf das umgebende, noch unbeschädigte Gewebe.

INDIKATIONEN FÜR ALLE MENSCHEN

- Frei verkäuflich (Selbstzahler)**
geeignet für die Behandlung von kleinen Wunden, wie z. B.:
- Schürf- • Platz- • Schnittwunden • Verbrennungen
- Rezeptionierung durch Arzt, medizinische Institution/Fachkraft (Erstattungsfähig)** für die Behandlung von Wunden, einschliesslich:
- Druck-Ulcera (Stadien I-IV) • venöse Ulcera • Ulcus Cruris
 - vaskuläre Ulcera • Diabetische Ulcera • Ablederungen • Haut-Entnahme-und Transplantations-Stellen • akute Wunden • dermatologische Erkrankungen
 - Verbrennungen 1. und 2. Grades • chirurgische Wunden
- VORSICHTSMASSNAHMEN**
- Nur für den externen Gebrauch • PolyMem-Verbände sind nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln (Wasserstoffperoxid oder Hypochlorite Lösungen) • Vor dem Durchführen bildgebender Verfahren abklären ob der Verband entfernt werden soll
 - Kontakt mit Elektroden oder leitfähigen Gelen vermeiden

- Topische Behandlungen werden in Verbindung mit PolyMem-Verbänden nicht empfohlen • Auf Anzeichen von Infektionen und/oder Mazeration achten • Bei Personen, die Anzeichen einer Empfindlichkeit, Reizung oder Allergie gegen den Verband oder seine Inhaltsstoffe zeigen, nicht verwenden oder die Verwendung einstellen • Füreimmalige Anwendung. Darf nicht wiederverwendet werden. Bei Wiederverwendung eines benutzen Verbands ist die Wirksamkeit reduziert; das Infektionsrisiko und die Gefahr der Verschmutzung der Wunde markant erhöht.


PolyMem Wundverband darf bei infizierten Wunden verwendet werden. Gleichzeitige Behandlung der Ursache der Infektion ist indiziert.

Lagerung: Kühl und Trocken lagern. Empfohlene Raumtemperatur ≤30°C (86°F). Abweichungen bis ≤55°C (131°F) möglich, sollen aber vermieden werden. **Entsorgung:** Gemäss den Richtlinien für biologisches Material. **Abmessungen:** ungefähre Angaben.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Erstanwendung**
1. Versorgen Sie die Wunde gemäß den Anweisungen oder wie durch den Arzt oder einen verantwortlichen Mediziner verordnet.
 2. Wählen Sie einen Verband mit Membranaufgabe der Größe 0,6 – 5 cm, der größer ist als die Wunde. Der Verband muss alle entzündeten oder verletzten Stellen um die Wunde herum bedecken.
 3. Bei trockenen Wunden kann der Verband leicht angefeuchtet oder die Wunde nach der ersten Versorgung feucht gelassen werden. Die Haut muss sauber und trocken sein, damit der Verband richtig haftet.

4. Zeichnen Sie die Wunde nach der Anwendung auf dem Verband nach. So ist schneller ersichtlich, wann der Verband gewechselt werden muss.
5. Die Repositionierung gering halten. Den Verband bei Bedarf sanft entfernen und erneut anlegen. Den Fixierand nicht mit Öl oder Reinigungsmittel kontaminieren.



- Verwendung**
1. Ein markanter Anstieg der Exsudatmenge (Wundsekret) während der ersten Tage mit PolyMem ist nicht ungewöhnlich. Dies ist normal und ein Indiz dafür, dass die PolyMem Versorgung wirksam ist.
 2. Den PolyMem Verband beim Baden auf der Wunde belassen. Dafür sorgen dass PolyMem dabei nicht nass wird. Sollte der Verband trotzdem nass werden, umgehend erneuern.

- Verbandswechsel**
1. Bei exsudierenden Wunden ist der Sättigungsgrad des Verbands von aussen gut sichtbar. Verband wechseln, bevor das Exsudat den peripheren Wundrand erreicht, längstens nach 7 Tagen oder nach Wundprotokoll. Wenn sich das Exsudat nahe am Rand oder bereits am Rand des PU-Pads befindet unverzüglich wechseln.
 2. Häufigere Verbandwechsel sind angezeigt bei: geschwächtem Immunsystem, Diabetes, Infektion, Hypergranulation, Mazeration oder für das Entfernen von Detritus, Fibrin, etc.
 3. Verbandswechsel: Den Rand des Verbands anheben und den Verband entfernen. Einen neuen Verband anlegen.


4. Sollte der Verband durch koagulierte Blut oder angetrocknete eiweissreiche Flüssigkeit an Haut oder Haaren haften, so empfiehlt es sich, den Verband mittels Kochsalzlösung anzufeuchten und abzulösen. Das Hautareal der Wundumgebung reinigen.
5. Verbandwechsel gemäss Wundprotokoll, behandelndem Arzt oder Fachperson durchführen. Wenn die Wunde weder infiziert noch kontaminiert ist, kann auf eine Wundreinigung weitestgehend verzichtet werden. PolyMem ist ein multifunktionaler Wundverband, welcher auch einen kontinuierlich wirkenden Wundreiniger enthält. **Exzessives Reinigen kann regeneratives Gewebe schädigen und die Wundheilung verzögern.**

Beobachtungen während der Verwendung oder des Verbandwechsels


- Während des normalen Heilungsprozesses kann die Wunde bei den ersten Verbandswechseln etwas grösser erscheinen, da der Körper abgestorbenes Gewebe (Detritus) eliminiert und PolyMem dieser Vorgang unterstützt (Autolyse).
- Wenn die Wunde kontinuierlich grösser wird, sollten ein Experte zugezogen werden.
- PolyMem-Verbände unterstützen die Neubildung der peripheren Blutgefässe. Aus diesem Grund ist blutiges Exsudat, wenig Blut auf dem Verband, etc. kein Grund zur Besorgnis.
- Auf Anzeichen und Symptome wie verstärkte Rötung, Entzündung, Schmerzen, Wärme, Geruch, übermässige Gewebeneubildung oder verzögerter Wundheilung achten. Bei Problemsituationen, wie Infektionen, Irritationen, Allergien, Mazeration oder Hypergranulation eine Fachkraft konsultieren.

Sämtliche schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt müssen vom Anwender und/oder Patienten Ferris Mfg. Corp. und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.


PolyMem®-bandasje med klebende silikonkant




Trinn 1. Fjern en side av beskyttende laget.






Sakral/Oval #8 Fjern midtlinjen. Merk at bandasjen er perforert for å kunne foldes.



Sakral/Oval #8 Fold bandasjen forsiktig til halv størrelse, og hold bandasjen i de to "vingene".



Trinn 2. Påfør bandasjen på såret. Fjern forsiktig rester av beskyttelsesfilmen(e) mens du presser limfilaten mot huden.



MERK: Sakral bandasje er designet for å brukes i forskjellige retninger for å dekke såret best mulig. Bandasjen kan også modifiseres eller beskjæres for å imøtekomme forskjellige sårformer.

BESKRIVELSE

PolyMems polymermembran består av en fuktabsorberende polyuretanmatrksi som inneholder (1) ikke toksisk sårrenser, (2) glyserinbasert fuktighetsgiver og (3) superabsorbenter. Bandasjene har en tynn polyuretanfilm som puster og beskytter mot forurensning. Bandasjene kan brukes som primærbandasje, sekundærbandasje eller kombinert primær- og sekundærbandasje. Inneholder ingen legemidler. PolyMem-bandasjer med klebende silikonkant har en klebende kant som kan repositioneres og er skånsom mot huden.

PolyMem-bandasjer:

- gir effektiv behandling og sårtilheling
- absorberer væske og gir en jevn fuktighet til såret under hele behandlingen
- minimerer og lindrer kroniske smerter i såret og smerter forbundet med prosedyren
- reduserer ødem, blåmerker og spredning av inflammasjon i omkringliggende friskt vev


INDIKASJONER FOR ALLE MENNESKER

Egenbehandling: til behandling av mindre sår, som:


• Skrubbsår • Kuttskader • Skrammer • Brannsår

I samråd med helsepersonell, til behandling av alvorlige sår, som de fleste dypere sår, blant annet:


• Trykksår (stadium I-IV) • Venose bensår • Akutte skader • Bensår • Donor-og transplantasjonsflater • Hudrifter • Diabetes sår • Dermatologiske lidelser • Første-og andregrads forbrenning • Kirurgiske sår • Vaskulære sår




Passo 1. Remover um dos lados do filme adesivo antiaderente.



Sacral/Oval Nº 8 Remova o revestimento central. Observe que o curativo é perfurado para que possa ser dobrado.



Sacral/Oval Nº 8 Dobre cuidadosamente o curativo ao meio e segure-o pelas duas "asas".



Passo 2. Aplicar sobre a ferida. Remova lentamente o restante do(s) revestimento(s) de liberação enquanto pressiona o adesivo na pele.

DESCRIÇÃO

Os curativos de membrana polimérica PolyMem são feitos de uma matriz hidrofílica de poliuretano que contém (1) agente de limpeza, (2) glicerina hidratante e (3) superabsorventes. Os curativos têm uma fina proteção de poliuretano que respira e ajuda a evitar a contaminação. Os curativos podem ser usados como cobertura primária, ou uma combinação de primária e secundária. Os Curativos Adesivos de Silicone PolyMem tem uma borda adesiva que é não machuca a pele e é reposicionável.

Os curativos PolyMem, sem medicamentos, ajudam a:

- Tratar e curar feridas de forma eficaz
- Absorver o exsudato e proporcionar um ambiente de cicatrização úmido
- Minimizar e aliviar a dor persistente e de procedimentos
- Reduzir edemas, hematomas e a propagação da inflamação nos tecidos saudios não danificados

INDICAÇÕES PARA TODOS OS SERES HUMANOS

Sem prescrição médica, para tratar feridas pequenas, tais como:


• Abraões • Lacerações • Cortes • Queimaduras

Sob a indicação de um profissional de saúde, para o tratamento de feridas graves, tais como a maioria das feridas de espessura parcial e total, incluindo:




• Úlceras por pressão (categoria I-IV) • Úlcera de estase venosa • feridas agudas • úlceras nas pernas • áreas doadoras e enxertos • lesões por fricção • Úlceras diabéticas • distúrbios dermatológicos • queimaduras de 1º e 2º graus • feridas cirúrgicas • úlceras vasculares

PRECAUÇÕES


• Apenas para uso externo • Os curativos PolyMem não são compatíveis com agentes oxidantes (soluções de hipoclorito ou peróxido de hidrogênio)
• Antes de realizar os procedimentos da imagem, determinar se o curativo precisa ser removido • Evitar o contato com eletrodos ou géis condutores
• Tratamentos tópicos não são recomendados em conjunto com os curativos PolyMem




הערה: התחבשות לעצם העצה נועדה לשימוש במצבים שונים, לצורך כיוסי מיטבי של הפצע. ניתן גם לבצע שינויים בתחבשות או לחתוך אותה, כדי להתאים אותה לצורתו פצע שונות.




שלב 2. יש להניח על הפצע הסר לאט את השאריות של ניירות הכיסוי תוך כדי הצמדה של המדבקה לעור.



לעצם ההצעה / סגלגל מס' 8 קפל את התחבשות בעדינות לשני חצאים, והחזק אותה משתי "ה"צנפים".



לעצם ההצעה / סגלגל מס' 8 הסר את הריפוף האמצעי. שים לב שקיימים בתחבשות חורים שנועדו לאפשר את קיפולה.



שלב 1. יש להסיר דף אחד של הנייר מאחורי המדבקה.

3. החלפת החבישה: יש להרים את קצה החבישה ולהסירה. הנח חבישה חדשה.

4. אם דם קרוש או הפרשות יבשות גרמו לתחבשות להידבק לעור או לשיער, יש להשתמש בכמות קטנה של תמיסת מלח או מים כדי לרכן ולשחרר את התחבשות לאט-לאט. יש לנקות את העור שאינו פגוע מסביב לפצע.

5. יש החליף את התחבשות לפי פרוטוקול לטיפול בפצעים, או בהתאם להוראות רופא או גורם מטפל אחר. ברוב המקרים כאשר משתמשים ב-PolyMem, אין צורך לגעת בפצע או לנקותו בזמן החלפות התחבשות, אלא אם כן הפצע מזוהם או נגוע. PolyMem נועדה לנקות את הפצע באופן מתמשך, והיא אינה מותירה שאריות שיש להסיר.
ניקוי מוגזם עלול לפגוע ברקמה המתחדשת ולעכב את ריפוי הפצע.




תופעות בזמן שימוש או החלפה

• בתהליך של ריפוי תקין, במהלך ההחלפות הראשונות של התחבשות ישויו לחיוצר רושם שפצע גדל, כיוון שהגוף מסלק באופן טבעי רקמה שאינה בת-חיות. אם הפצע ממשיך לגדול, יש להתייעץ עם מומחה.


• תחבשות PolyMem תורמות להיווצרות של כלי דם חדשים, כך שלא נדיר לראות כתמי דם בהפרשות מהפצע ועל התחבשות בזמן החלפתה.

• יש לשים לב לסימנים ותסמינים כמו אדמומיות מוגברת, דלקת, כאב, חמימות, ריח, הלבנה, שבריריות, היווצרות מוגזמת של רקמה, או חוסר ריפוי הפצע. במקרים של בעיות כמו זיהום, גירוי, רגישות, אלרגיה, מסמום או גרעון יתר יש להתייעץ עם מומחה.


חבישת PolyMem® עם שוליים דביקים מסיליקון




שלב 2. יש להניח על הפצע הסר לאט את השאריות של ניירות הכיסוי תוך כדי הצמדה של המדבקה לעור.



לעצם ההצעה / סגלגל מס' 8 קפל את התחבשות בעדינות לשני חצאים, והחזק אותה משתי "ה"צנפים".



לעצם ההצעה / סגלגל מס' 8 הסר את הריפוף האמצעי. שים לב שקיימים בתחבשות חורים שנועדו לאפשר את קיפולה.



שלב 1. יש להסיר דף אחד של הנייר מאחורי המדבקה.

3. עבור פצעים יבשים יש להרטיב מעט את החבישה לפני הנחתה או להשאיר את הפצע לח לאחר הכנתו לחבישה.

4. לאחר ההנחה יש לסמן את גבולות הפצע מעל החבישה, כדי לעזור לקבוע מתי יש החליפה.

5. יש להמעיט בשינוי המיקום. עם זאת, במידת הצורך ניתן להסיר בחוזרות ולנהיח מחדש. אין לזהם את השוליים הדביקים עם שמן או חומרי ניקוי.

שימוש:

- בימים הראשונים יתכן שתיראה עלייה דרמטית בכמות הנזל המופרש מהפצע עקב משכית הנזל לאזור.
- תופעה זו אינה נדירה, ומעידה על כך שהתחבשות פועלת תופעה זו אינה נדירה, ומעידה על כך שהתחבשות תהיה יבשה. אם התחבשות נרטבה יש להחליפה.

החלפת התחבשות:

1. במקרה של פצע מפרשי, ניתן יהיה לראות את הנזל מבעד לחלק העליון של התחבשות. יש להחליף את התחבשות לפני שהנזל מגיע לשולי הפצע, או כשהדבר נדרש לפי טיטות העבודה המומלצות, או לאחר 7 ימים לכל היותר. יש להחליף את התחבשות מיד אם הנזל מגיע לשולי התחבשות.

2. ייתכן שיהיה צורך החליף את התחבשות לעתים קרובות יותר עקב מערכת חיסון לקויה, סוכרת, זיהום, גרעון יתר, רקמה מנוסמסת, או כשרוצים להקל על הסרת רקמה שאינה בת-חיות.

אמצעי זהירות:

- לשימוש חיוני בלבד
- תחבשות PolyMem לא מתאימות
- לשימוש עם גורמי חמצון (מי חמצן או תמיסות תת-כלוריות)
- לפני ביצוע הליכי הדמיה, בדוק אם יש צורך להסיר את התחבשות
- יש להימנע ממגע עם אלקטרודות או גל מוליך
- טיפולים מקומיים אינם מומלצים בשילוב עם תחבשות PolyMem
- יש לשים לב לסימני זיהום או מסמום
- אין להתחיל להשתמש ויש להפסיק להשתמש על ידי אנשים עם סימנים של רגישות יתר, גירוי או אלרגיה לתחבשות או למרכיביה
- מיועדת לשימוש חד פעמי לאדם אחד אין לעשות שימוש חוזר.
- שימוש חוזר עלול לפגוע בתכונות, להפיץ זיהומים ולהגדיל את הסיכון לזיהום.

ניתן להשתמש בתחבשות PolyMem כשקיימים סימני זיהום, בתנאי שניתן טיפול רפואי הולם המתייחס לסיבת הזיהום.

יש לאחסן בטמפרטורות החדר (30°C (86°F) ניתן להגיע להחריגה של עד 55°C (131°F), אך מומלץ להימנע מכך ככל האפשר.

יש להשליך כפי שנהוג להשליך פסולת ביולוגית מסוכנת המיוזמת הן מקורבות.

הנחיות:

חבישה ראשונה:

- יש להכין את הפצע לפי פרוטוקול לטיפול בפצעים, או בהתאם להוראות רופא או גורם מטפל אחר.
- ניתן לבחור תחבשת שהפידה שלה גדולה ב-¼–2 אינץ' (0.6–5 מ"מ) מהפצע. התחבשות צריכה לכסות גם כל אזור מודלק או פגוע שקיים סביב הפצע. ניתן לגזור את התחבשות.

bandasjen. Rengjør den intakte huden rundt såret.


5. Klargjør såret etter gjeldende retningslinjer eller etter instruksjon fra lege eller annet helsepersonell. Når du bruker PolyMem, er det som regel ikke nødvendig å forstyrre eller rense såret når bandasjen byttes, med mindre såret er infisert eller kontaminert. PolyMem er designet for å kontinuerlig rense såret, og etterlater ingen rester som må fjernes.

Overdreven rengjøring kan skade nydannet vev og forsinke tilhelingen av såret.


Observasjoner under bruk eller endring

- Selv om såret leges normalt, kan det se ut som såret blir større de første gangene bandasjen byttes. Dette skjer fordi kroppen naturlig fjerner vev som ikke er levedyktig. Hvis såret fortsetter å bli større, må du kontakte en fagperson.
- PolyMem-bandasjer støtter kroppens dannelsen av nye blodkar. Derfor er det ikke uvanlig å finne blod i bandasjen og sårvæskan når bandasjen byttes.
- Vær oppmerksom på tegn og symptomer som økt rødhet, betennelse, smerter, varme, lukt, bleking, skjørhet, overdreven vevsdannelse og manglende tilheling. Konsulter medisinsk fagpersonell ved problemer, som infeksjon, irritasjon, sensitivitet, allergi, oppbløtning / maserasjon og hypergranulering.


Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med denne enheten skal rapporteres av brukeren og/eller pasienten til Ferris Mfg. Corp. og vedkommende myndighet i medlemsstaten hvor brukeren og/eller pasienten er etablert.




1 단계. 접착제를 덮고 있는 면의 한 쪽을 떼어냅니다.






천골/타원형 #8 중앙 점선 부분을 떼냅니다. 봉대에는 접는 접취선이 표시되어 있습니다.



천골/타원형 #8 봉대를 살짝 접반을 잡고, 두 "날개"로 봉대를 잡습니다.



2단계. 상처 위로 붙입니다. 접착 부분을 피부 방향으로 누르면서, 남은 전선부분을 살며시 떼냅니다.



주: 천골 봉대는 상처 부분을 최대한 잘 덮기 위해 다른 방향으로 붙이도록 설계되어 있습니다. 상처 모양이 다를 경우 그에 맞추기 위해 봉대를 변형하거나 잘라낼 수도 있습니다.

설명
PolyMem 고분자막 드레싱은 (1) 안전한 상처 청결제 (2) 글리세린 보습제 (3) 고흡수제로 이루어진 수분을 좋아하는 폴리우레탄 모체로 만들어졌습니다. 드레싱 뒷면에는 공기는 통하게 하고 오염은 방지하는 폴리우레탄이 있습니다. 드레싱은 1차, 2차 또는 1차와 2차 드레싱의 결합용으로 사용될 수 있습니다. PolyMem 실리콘 접착 드레싱은 테두리가 접착제로 처리되어 피부에 부드럽고 재부착이 가능합니다.

약물이 함유되지 않은 PolyMem 드레싱은:

- 상처를 효과적으로 관리하고 치료하며
- 유동체를 흡수하여 축축한 치유 환경을 제공하고
- 지속적이고 진행되는 상처의 통증을 최소화하고 덜어 주며
- 부종이나 멍이 생기는 것과 염증이 손상되지 않은 인접 조직으로 퍼지는 것을 줄이는데 도움이 됩니다.

모든 사람을 위한 적응증
처방전 없이 구매할 경우는, 다음과 같은 경미한 상처 관리에:

- 찰과상
- 찢어진 상처
- 베인 상처
- 화상
- 전문 의료인의 지도하에서는, 다음을 포함한 대부분의 부분 또는 전체적인 깊고 심한 상처 관리에:
- 압박 케양 (I-IV 단계)
- 정맥 울혈성 케양
- 급성 상처
- 다리 궤양
- 이식 부위
- 피부 찢김
- 당뇨성 궤양
- 피부과적 질환
- 1도 및 2도 화상
- 수술 상처
- 혈관 케양 주의할 점

• 외용약입니다 • PolyMem 드레싱은 산화제 (과산화수소 또는 차아염소산 용액)와 같이 쓸 수 없습니다 • 이미징 절차 전에 드레싱을 제거해야 할지 판단하십시오 • 전극 또는 전도성 필과의 접촉을 피하십시오 • 국소적 요법을 PolyMem 드레싱과 결합하여 사용하는 것은 권장되지 않습니다 • 감염 또는 해리의 징후를 잘 살펴보십시오 • 드레싱 또는 그 물질에 대해 민감성, 피부 자극 또는 알레르기 증상을 보이는 사람에게는 사용을 하지 않던가 중단하십시오 • 한 사람에게 한 번만 사용하십시오. 재사용하지 마십시오. 재사용할 경우 특성이 저하되고, 오염이 퍼지며, 감염의 위험이 증가될 수 있습니다 PolyMem 드레싱은 감염의 원인에 대한 적절한 의학적 치료가 시행된 경우라면 감염의 징후가 있는 때에도 사용될 수 있습니다.

30°C (86°F) 이하의 실온에 보관하십시오. 55°C (131°F)이하의 환경에 잠깐 나가는 것은 허용되나 최소화되어야 합니다.

생물 유해물질 폐기에 적합하게 처리하십시오. 치수는 대략적인 것입니다.

사용법
첫번째 사용시
1. 상처를 프로토클리나 의사 또는 기타 임상외의 지시에 따라 준비합니다.
2. 엠브레인 패드가 상처보다 ¼” – 2” (0.6 – 5cm) 더 큰 드레싱을 선택합니다. 드레싱은 또한 상처 주변의 염증이나 손상을 입은 부위를 덮을 수 있어야 합니다.
3. 다른 상처에는 드레싱을 약간 축축하게 만들거나 또는 준비 후 상처의 습기를 남겨 둡니다. 접착이 잘 되게 하려면 피부를 깨끗하고 마르게 하십시오.


30°C (86°F) 이하의 실온에 보관하십시오. 55°C (131°F)이하의 환경에 잠깐 나가는 것은 허용되나 최소화되어야 합니다.

생물 유해물질 폐기에 적합하게 처리하십시오. 치수는 대략적인 것입니다.

사용법
첫번째 사용시
1. 상처를 프로토클리나 의사 또는 기타 임상외의 지시에 따라 준비합니다.
2. 엠브레인 패드가 상처보다 ¼” – 2” (0.6 – 5cm) 더 큰 드레싱을 선택합니다. 드레싱은 또한 상처 주변의 염증이나 손상을 입은 부위를 덮을 수 있어야 합니다.
3. 다른 상처에는 드레싱을 약간 축축하게 만들거나 또는 준비 후 상처의 습기를 남겨 둡니다. 접착이 잘 되게 하려면 피부를 깨끗하고 마르게 하십시오.

테두리가 실리콘 접착제로 처리된 PolyMem® 드레싱

4. 드레싱을 붙인 후에, 교체 시기 판단에 도움이 되도록 드레싱 뒷부분에 상처의 개요를 적어 두십시오.
사용법
5. 위치를 바꿔 재부착하는 것을 최소로 하십시오. 그러나 필요할 경우 부드럽게 떼어내고 다시 붙이십시오. 기름이나 세척제로 접착 테두리를 오염시키지 마십시오.




1. 유동체 흡입으로 인해 처음 며칠 동안은 상처 부위에 유동체량이 급격히 증가할 수 있습니다. 이것은 흔한 현상이며 드레싱이 제 역할을 하고 있다는 표시입니다.
2. 목욕시에 드레싱이 젖지 않은 상태로 제 위치에 있도록 해 주십시오. 만약 드레싱이 젖었으면 교체해 주십시오.


1. 액체가 나오는 상처의 경우, 유동체가 위에서 보일 것입니다. 유동체가 상처의 가장자리에 도달하기 전이나 적절한 때, 또는 7일이 넘어가기 전에 교체하십시오. 유동체가 막 패드의 가장자리에 도달하는 경우 즉시 교체하십시오.
2. 손상된 면역 체계, 당뇨병, 감염, 새살 과잉 형성, 불은 조직이 있는 경우, 또는 생은 불가 조직을 빨리 제거하기 원하는 경우에는 보다 많은 교체가 필요합니다.
3. 드레싱 바꾸기: 드레싱의 모서리 부분을 들어 올려서 떼어 내십시오. 새 드레싱을 붙이십시오.

드레싱 교체
1. 액체가 나오는 상처의 경우, 유동체가 위에서 보일 것입니다. 유동체가 상처의 가장자리에 도달하기 전이나 적절한 때, 또는 7일이 넘어가기 전에 교체하십시오. 유동체가 막 패드의 가장자리에 도달하는 경우 즉시 교체하십시오.
2. 손상된 면역 체계, 당뇨병, 감염, 새살 과잉 형성, 불은 조직이 있는 경우, 또는 생은 불가 조직을 빨리 제거하기 원하는 경우에는 보다 많은 교체가 필요합니다.
3. 드레싱 바꾸기: 드레싱의 모서리 부분을 들어 올려서 떼어 내십시오. 새 드레싱을 붙이십시오.


带硅酮粘合剂边缘的PolyMem®敷料




步骤1. 将防粘衬里从一端揭开移除。




髌骨/椭圆#8 去掉中心衬膜。注意：敷料有孔洞，便于对折。



髌骨/椭圆#8 将敷料轻轻对折，捏着敷料的两“翼”拿着敷料。



步骤2.在伤口上敷用。将粘合剂按压在皮肤上时，慢慢揭下释放衬垫的其余部分。



注意：髌骨敷料设计得可在不同的方向上敷用以便充分覆盖伤口。敷料还可加以修改或修剪以适应不同的伤口形状。

说明
PolyMem保愈美聚氨酯敷料由亲水性聚氨酯基质制成其中包含 (1) 安全伤口清洁因子, (2) 甘油保湿因子和 (3) 超强吸收吸收因子。敷料含有一层薄薄的聚氨酯背衬, 透气性强且防污染。敷料可用作主要敷料以及辅助敷料, 或者作为两者的结合。PolyMem硅酮粘合剂敷料带有对皮肤温和且可重新定位的粘合剂边缘。

不含药物的PolyMem保愈美敷料作用包括：
•有效管理伤口并帮助伤口愈合
•吸收伤口渗液，同时为伤口提供湿性愈合 环境
•减轻并缓解持续性疼痛以及操作性伤口疼痛
•减轻水肿、瘀青，以及防止发炎反应向周围未受损组织扩散


适用于所有人的适应症
无需处方可购买，适用于轻伤，如：
• 擦伤
• 撕裂伤
• 割伤
• 烧伤
遵循专业护理人员指导，可进行严重创伤的管理，如全层和断层伤口，包括：
• 压疮 (1-4阶段)
• 静脉淤积性溃疡
• 急性创伤
• 腿部溃疡
• 供皮/植皮区
• 皮肤撕裂
• 糖尿病溃疡
• 皮肤病
• 一级和二级烧伤
• 手术创口
• 血管溃疡 注意事项

注意事项：
•限外部使用
• PolyMem保愈美敷料 不可同氧化剂共用 (双氧水或次氯酸溶液)
• 进行影像检查前应考虑是否需将敷料移除
• 避免接触电极或导电胶
• 不建议局部治疗和PolyMem保愈美敷料同时使用
• 留意是否有感染或浸渍现象
• 若出现敏感、刺激或过敏反应，请停止使用敷料
• 每人一次性使用。不要重复使用。


否则会降低疗效、传播污染以及增加感染风险
若已经采用适当方式处理感染病因，伤口仍有感染现象时仍可使用PolyMem 保愈美敷料

室温储存≤30°C (86°F)。可进行运输≤55°C (131°F)，但应尽可能避免。丢弃时，作为典型的生物危险性废弃物处理。敷料尺寸为近似数值。


使用指导
首次使用
1. 根据规定或遵医嘱进行伤口准备。
2. 选择带薄膜的敷料，需要比伤口大¼至2 英寸 (0.6至5厘米)。敷料还应该能够覆盖伤口周围发炎或受损的区域。




1. Krok: Odlepte jednu stranu ochranné vrstvy na uvoľnenie príľnavej fólie.




Křížová/Oválna č. 8: Odlepte stredový ochranný papier. Upozorňujeme, že náplast je perforovaná, aby sa dala preložiť.



Křížová/Oválna č. 8: Náplast jemne prehnite na polovicu a uchopte ju za „křídeleká“.



2. Krok: Přiložte obvaz na ranu. Pomaly odlepujte zvyšný stranu fólie překryvající lepidlo a zároveň obvaz přitlačte k pokožce.



POZNÁMKA: Křížová náplast je vyrobená tak, aby sa dala nalepiť v rozličnom smere a čo najlepšie prekryla ranu. Náplast možno aj upraviť alebo odstrihnúť tak, aby sa prispôbila rozličným tvarom rany.

POPIS

Polymerické membránové obvazy PolyMem sú vyrobené z vlhkost pohľujúcej polyuretánovej matice, ktorá obsahuje (1) bezpečnú čistiacu zložku na rany, (2) zvlhčujúci glycerín a (3) superabsorbčnú zložku. Obvazy majú na povrchu tenkú polyuretánovú vrstvu, ktorá dýcha a pomáha udržiavať ranu bez kontaminácie. Obvazy sa môžu používať ako primárne, sekundárne alebo kombinované primárne a sekundárne krytia. Obvazy sa môžu použiť ako primárny, sekundárny alebo kombinovaný primárny a sekundárny obvaz. Silikónové príľnavé obvazy PolyMem majú príľnavý okraj, ktorý je jemný voči pokožke, a ich poloha sa môže meniť.

Obvaz PolyMem bez obsahu liečiva pomáha pri:
• efektívnej liečbe a hojení rán
• absorpcii tekutiny a zaisťuje vlhké prostredie pre hojenie rany
• minimalizácii a úľave pretrvávajúcej a procedurálnej bolesti rany
• redukcii edémov, modrín a šírenia zápalu do okolitých nepoškodených tkanív

INDIKÁCIE PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ
Bez lekárskeho predpisu, na liečbu menších rán, ako:
• odreniny
• trhliny
• porezania
• popáleniny
Pod vedením zdravotníckeho personálu, na liečbu vážnejších rán, ako väčšina čiastočne hlbokých a hlbokých rán, vrátane:
• preležanín (etapa HV)
• venózných vredov
• akútnych rán
• vredov predkolenia
• miest vpichu u darcov a pri očkovaní
• trhlín na koži
• diabetických rán
• dermatologických porúch
• popálenín 1. a 2. stupňa
• operačných rán
• arteriálnych vredov

UPOZORNENIA
• Len na vonkajšie použitie
• Obvazy PolyMem nie sú kompatibilné s oxidačnými činidlami (peroxid vodíka alebo roztok chlórnanu)
• Pred vykonaním zobrazovacích procedúr, zistiť, či obvaz nemá byť odstránený
• Vyhnajte sa kontaktu s elektródami alebo vodivými gélmí
• Lokálna liečba sa neodporúča spolu s obvazmi PolyMem
• Dávajte pozor na príznaky infekcie alebo macerácie
• Nepoužívajte a prestaňte používať u pacientov, ktorí vykazujú známky citlivosti, podráždenie alebo alergiu na obvaz alebo jeho zložky
• Určené na jedno použitie pre jednu osobu. Nepoužívajte opakovane. Opakované použitie môže degradovať vlastnosti, šíriť kontamináciu a zvýšiť riziko infekcie
• **Obvazy PolyMem môžu byť použité v prípade vzniku známkov infekcie, ak bola použitá vhodná lekárska liečba zameraná na príčinu infekcie.**

Skladujte pri izbovej teplote do ≤30°C (86°F). Odchýlka je povolená do ≤55°C (131°F), ale mala by byť minimalizovaná.

Likvidujte ako biologicky nebezpečný odpad. **Rozmery** sú približné.

POKYNY
Prvá aplikácia
1. Ranu ošetríte v súlade s liečebným protokolom alebo podľa nariadení lekára alebo ošetrujúcej osoby.
2. Vyberte obvaz, ktorého aktívna krycia časť presahuje ranu o 0,6 až 5 cm. Obvaz musí prekryvať aj prípadne zapálenú alebo poškodenú oblasť v okolí rany.

3. V prípade suchej rany mierne navlhčite povrch obvazu alebo ponechajte ranu vlhkú po čistení. V záujme lepšej príľnavosti sa presvedčte, že okolie rany je čisté a suché.
4. Po aplikácii obvazu zaznačte obnysy rany na povrchu krytia v záujme uľahčenia indikácie výmeny.
5. Minimalizujte repozíciu obvazu. Aj je to však potrebné, jemne obvaz odstráňte a opäť aplikujte. Nekontaminujte príľnavý okraj olejmi ani čistiacimi prostriedkami.




Použitie
1. Značné zvýšenie sekrétu rany je možné pozorovať počas prvých dní z dôvodu vytáhovania exsudátu. Toto nie je neobvyklé a znamená to, že obvaz funguje.
2. Počas kúpania udržujte obvaz suchý a na mieste. Ak sa obvaz namočí, vymeňte ho.
Výmena obvazu
1. V prípade mokvajúcej rany bude na povrchu obvazu viditeľný sekrét. Obvaz vymeňte skôr, ako sa sekrét dostane na okraj krytia, krytie nenechávajte na rane dlhšie ako 7 dní. Obvaz vymeňte ihneď, ak sa exsudát dostane cez okraj membránového krytia.
2. Je možné, že obvaz bude potrebné vymeniť častejšie z dôvodu oslabeného imunitného systému, cukrovky, infekcie, hypergranulácie, macerovaného tkaniva alebo pri potrebe podporiť odstránenie odumretého tkaniva.
3. Výmena obvazu: Nadvihnite okraj obvazu a obvaz odstráňte. Aplikujte nový obvaz.

4. Usgo된 혈액이나 마른 분비물 때문에 드레싱이 피부 또는 털에 달라 붙은 경우, 소량의 식염수나 물을 사용하여 천천히 조심스럽게 그 부위를 부드럽고 느슨하게 만드십시오. 상처 주위의 정상 피부를 깨끗하게 닦아 내십시오.
5. 프로토클리나 의사 또는 기타 임상외의 지시대로 드레싱을 교체하십시오. 대부분의 경우 PolyMem을 사용할 때 상처가 감염이나 오염이 되지 않은 한 상처를 건드리거나 세척할 필요는 없습니다. PolyMem은 상처를 지속적으로 청결하게 하도록 만들어져서 제거할 잔여물을 남기지 않습니다. 지나치게 청결하게 하는 것은 조직 재생을 손상시켜 상처 치유를 늦출 수 있습니다.

사용 또는 교체시 관찰 사항
• 정상적인 치유가 진행되는 동안, 처음 몇 번의 드레싱 교체시에 상처가 더 커지는 것처럼 보일 수 있는데, 이것은 우리 몸이 자연스럽게 생은 불가 조직을 제거하기 때문입니다. 만약 상처가 계속해서 커지면 전문가에게 보이십시오.
• PolyMem 드레싱은 새 혈관 형성을 돕기 때문에 드레싱 교체시에 상처 유동체와 드레싱에 혈액이 있는 것을 흔히 보게 됩니다.
• 붉은 정도, 염증, 통증, 열감, 냄새, 백화, 언약함, 조직 과잉 형성이 증가하거나 치유가 더딘 것과 같은 증상 및 징후가 있는지 잘 살펴 보십시오. 감염, 피부 자극, 민감성, 알레르기, 불어남 또는 새살 과잉 형성 등 문제적 상황이 발생하는 경우 전문가와 상담하십시오.

3. 对于干燥伤口，稍微润湿敷料，或者在伤口准备之后让伤口保持湿润。为更好地使敷料粘贴，请确保皮肤清洁干燥。
4. 使用后，在敷料表面 画出伤口轮廓，以帮助确定何时更换敷料。
5. 尽量减少重新定位。然而，如果需要，请轻轻揭下，然后重新敷上。请勿使油或清洁剂污染粘合剂边缘。



使用
1. 由于敷料可吸收渗液，在使用的最初几天 会观察到伤口渗液增加。这是正常现象，表明敷料正在发挥作用。
2. 沐浴时保持敷料干燥不移位。若敷料变湿 请更换。由于敷料可吸收渗液，在使用的最初几天会观察到伤口渗液增加。这是正常现象，表明敷料正在发挥作用。沐浴时保持敷料干燥不移位。若敷料变 湿请更换。

更换敷料
1. 对于有渗液的伤口，可透过敷料在上层看到渗液出。在渗液达到敷料边缘前进行敷料更换，或遵医嘱进行敷料更换 最长使用时间不超过7天。若伤口渗液到达敷料 边缘需立即更换敷料。
2. 以下情况需要更频繁更换敷料：患者免疫力低下、患有糖尿病、伤口感染、伤口肉芽组织过度生长、组织浸渍，或需要加速去除坏死组织。
3. 更换敷料：提起敷料边缘，然后揭下。敷上新敷料。


4. 若凝结的血块或干 燥的渗液导致敷料粘连到皮肤或毛 发，可用少量水或生理盐水轻轻粘湿使其松动。清洁伤口周围的完整皮肤。
5. 根据规定或遵医嘱进行敷料更换。大多数情况下，使用Polymem保愈美敷料在敷料更换期间无需清洁或处 理伤口。

Polymem保愈美敷料设计旨 在持续清洁伤口，不留残余。过度清 洁伤口会损伤组织再生并延缓伤口愈合。


使用或更换敷料期间注意事项
• 伤口正常愈合过程中，最初几次更换敷料时伤口可能看起来会变大，这是由于身体自然移除坏死组织造成。若伤口持续变大，需咨询专家。
• Polymem保愈美敷料有助于支持新血管 形成，所以更换敷料时会看到伤口渗液中 带有血迹。
• 需要留意以下迹象和症状：发红、发炎、疼痛、发热、异味、发白、组织脆弱、过多组织形成或愈合延缓。若出现感染、刺 激、敏感、过敏、浸渍或过度组织产生现 象，需咨询专家。

Každá závažná nehoda, ku ktorej došlo v súvislosti s touto pomockou, by mala byť nahlásená používateľom alebo pacientom spoločnosti Ferris Mfg. Corp. a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa užívateľ alebo pacient nachádza.


Pansement PolyMem® avec bordure adhésive en silicone




Étape 1. Enlever un côté de la doublure détachable de l'adhésif.






Sacrum/Oval n° 8
Enlever la pellicule centrale. Il est à noter que le pansement est perforé pour permettre son pliage.



Sacrum/Oval n° 8
Plier délicatement le pansement en deux et le tenir par ses deux « ailettes ».



Étape 2. Appliquer sur la plaie. Retirer lentement la/les pellicule(s) détachable(s) restante(s) tout en pressant l'adhésif sur la peau.



REMARQUE:

Le pansement sacrum est conçu pour son application dans des sens différents afin de couvrir au mieux la plaie. Le pansement peut également être modifié ou coupé pour s'adapter à différentes formes de plaies.

DESCRIPTION

La membrane polymère des pansements PolyMem est en matrice polyuréthane qui absorbe l'humidité et contient (1) un agent nettoyant inoffensif, (2) de la glycérine hydratante et (3) des superabsorbants. Les pansements comportent une mince bande en polyuréthane respirant qui aide à prévenir toute contamination. Les pansements PolyMem adhésifs en silicone présentent une bordure adhésive n'agressant pas la peau et repositionnable.

Les pansements PolyMem sans additif aide à:

- traiter et guérir efficacement les plaies
- absorber les sécrétions liquides et offrent un environnement de guérison humide
- minimiser et soulager les douleurs persistantes et procédurales
- réduire l'œdème, les ecchymoses et la propagation de l'inflammation dans les tissus intacts environnants

INDICATIONS POUR TOUS LES ÊTRES HUMAINS

En vente libre, pour le traitement des plaies superficielles, telles que:

- Écorchures • Lacerations • Coupures • Brûlures
- Sous la direction d'un professionnel de santé**, pour le traitement des plaies profondes, telles que les plaies d'épaisseur partielle et totale, y compris:
 - Ulcères de pression (stades I à IV) • Ulcères veineux
 - Plaies aiguës • Ulcères de jambe • Sites donneurs et de greffon • Déchirures cutanées • Ulcères diabétiques
 - Troubles dermatologiques • Brûlures aux 1er et 2e degrés
 - Plaies chirurgicales • Ulcères vasculaires

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

• Pour usage externe uniquement • Les pansements PolyMem ne sont pas compatibles avec les agents oxydants (solutions de peroxyde d'hydrogène ou d'hypochlorite) • Avant de réaliser des procédures d'imagerie, déterminer si le pansement doit être enlevé • Éviter le contact avec les électrodes ou les gels conducteurs • Les gels conducteurs ne sont pas recommandés en association avec les pansements PolyMem • Surveiller l'apparition de signes d'infection ou de macération • Ne pas utiliser ou cesser l'utilisation sur les personnes présentant des signes de sensibilité, d'irritation ou d'allergie au pansement ou à un de ses composants • Pour usage unique sur une seule personne. Ne pas réutiliser. La réutilisation risque de nuire aux propriétés du produit, de propager la contamination et d'augmenter le risque d'infection

Les pansements PolyMem peuvent être utilisés en cas d'infection si un traitement médical approprié traite la cause de l'infection a déjà été mis en place.

Conserver à une température ≤30°C (86°F). Des écarts de température ≤55°C (131°F) sont tolérés, mais devraient être réduits au minimum.

Jeter avec les déchets présentant un risque biologique.

Les **dimensions** sont approximatives.

MODE D'UTILISATION


Application initiale

1. Préparez la plaie selon le protocole habituel ou tel que prescrit par un médecin ou autre clinicien.
2. Choisissez un pansement ¼" – 2" (0,6 – 5 cm) plus grand que la plaie. Le pansement doit aussi couvrir toute zone enflammée ou endommagée autour de la plaie.

3. En cas de plaies sèches, humidifiez le pansement légèrement ou laissez la plaie humide après la préparation. Pour une bonne adhérence, assurez-vous que la peau soit propre et sèche.

4. Après l'application, contournez la plaie sur le pansement pour aider à déterminer le moment de remplacement.

5. Réduire les repositionnements. Cependant, si nécessaire, enlever délicatement et appliquer à nouveau. Ne pas contaminer la bordure adhésive avec de l'huile ou des agents nettoyants.




Utilisation

1. Une augmentation spectaculaire du volume du liquide s'écoulant de la plaie peut être observée durant les premiers jours, en raison de l'attraction du liquide. Ceci n'est pas inhabituel et indique que le pansement agit.
2. Maintenir le pansement au sec et en place lors du bain. Changer le pansement s'il est mouillé.


Changement du pansement

1. En cas de plaie suintante, du liquide apparaîtra sur le dessus du pansement. Changer le pansement avant que le liquide ne déborde de la plaie, lorsque cela est jugé nécessaire, ou 7 jours au plus tard après la pose. Le changer immédiatement si le liquide déborde des bords de la membrane.
2. Des changements plus fréquents peuvent être nécessaires en cas de système immunitaire affaibli, de diabète, d'infection, d'hypergranulation, de macération des tissus ou si l'on souhaite faciliter l'élimination des tissus non viables.
3. Changement du pansement: Soulever le bord du pansement du pansement et le retirer. Appliquer un nouveau pansement.


Apósito con borde adhesivo de silicona marca PolyMem®




Paso 1. Quite un lado del papel protector.






Sacro/Oval n.º 8: Retire el protector desprendible central. Tenga en cuenta que el apósito está perforado para que se pueda doblar.



Sacro/Oval n.º 8: Doble el apósito cuidadosamente por la mitad y sujételo por las dos "alas".



Paso 2. Colóquelo sobre la herida. Retire lentamente los protectores desprendibles restantes y, al mismo tiempo, presione el adhesivo sobre la piel.



NOTA:

Los apósitos sacros están diseñados para poder aplicarlos en diferentes orientaciones para cubrir mejor la herida. El apósito también se puede modificar o recortar para adaptarse a las diferentes formas de la herida.

DESCRIPCIÓN

Los apósitos de membrana polimérica de PolyMem están hechos de una matriz de un poliuretano que atrae la humedad y que contiene (1) un limpiador para heridas, (2) un humectante de glicerina y (3) superabsorbentes. Los apósitos tienen un soporte delgado de poliuretano que respira y ayuda a proteger de la contaminación. Los apósitos pueden usarse como apósitos primarios, secundarios o una combinación de ambos. Los apósitos adhesivos de silicona marca PolyMem cuentan con un borde adhesivo que no maltrata la piel y puede ser cambiado de posición.

Los apósitos PolyMem sin medicamentar ayudan a:

- tratar y cicatrizar heridas de forma efectiva
- absorber líquidos y proporcionar un medio de cicatrización húmedo
- minimizar y aliviar los dolores de la herida
- reducir el edema, los hematomas y la diseminación de la inflamación hacia los tejidos sanos de alrededor

INDICACIONES PARA TODOS LOS SERES HUMANOS

De venta libre, para tratar heridas menores, tales como:

- Abrasiones • Laceraciones • Cortes • Quemaduras
- Bajo las indicaciones de un profesional del cuidado de la salud, para tratar heridas graves, tales como la mayoría de las heridas de espesor parcial o gran espesor, entre las cuales se encuentran:
 - Úlceras por presión (estadios I-IV) • Úlceras venosas por estasis
 - Heridas agudas • Úlceras de la pierna • Sitios de injerto y donante • Desgarros de piel • Úlceras diabéticas
 - Trastornos dermatológicos • Quemaduras de primer y segundo grado • Heridas quirúrgicas • Úlceras vasculares

PRECAUCIONES

• Solo para uso externo • Los apósitos PolyMem no son compatibles con agentes oxidantes (soluciones de peróxido de hidrógeno o hipoclorito) • Antes de realizar procedimientos por imagen, determinar si debe quitarse el apósito • Evite el contacto con electrodos o geles conductores • No se recomiendan los tratamientos tópicos en conjunto con los apósitos PolyMem • Esté atento a señales de infección o maceración • No utilice y discontinue el uso en personas que presentan señales de sensibilidad, irritación o alergia a los apósitos o sus materiales • Para ser utilizado una sola vez en una sola persona. No reutilizar. Su reutilización puede deteriorar sus propiedades, diseminar contaminación y aumentar el riesgo de infección

Los apósitos PolyMem pueden utilizarse cuando se presenten señales de infección si se ha implementado un tratamiento médico adecuado para tratar la causa de la infección.

Conservar a temperatura ambiente ≤30°C (86°F). Se permiten exposiciones temporales a ≤55°C (131°F) pero las mismas deberían minimizarse.

Descartar según los procedimientos típicos para residuos biológicos peligrosos.

Las **dimensiones** son aproximadas.

INSTRUCCIONES


Aplicación inicial

1. Tratar la herida según el protocolo del centro o siguiendo las indicaciones del profesional sanitario (médico, enfermera, etc) que corresponda.
2. Seleccionar un apósito que sea entre 0,6 y 5 cms más grande que la herida. El apósito debe también cubrir la zona perilesional o inflamada alrededor de la herida.

3. En el caso de heridas secas, el apósito se debe o mojar levemente o dejar algo de humedad en la herida durante la preparación de la herida (ej. limpieza inicial, etc). Para que el apósito se adhiera correctamente la piel debe estar limpia y seca.

4. Después de colocar el apósito, se debe delimitar con un rotulador o similar el borde de la herida en la parte exterior del apósito para poder determinar cuándo cambiarlo sin necesidad de retirarlo.

5. Minimice los cambios de posición. Sin embargo, de ser necesario, retírelo con cuidado y aplíquelo nuevamente. No contamine el borde adhesivo con aceite o agentes de limpieza.



Uso

1. Es posible que se observe un drástico incremento de líquido en la herida durante los primeros días debido a la atracción de líquidos. Esto es común e indica que el apósito está funcionando correctamente.
2. Al bañarse, mantenga el apósito seco y en su lugar. Cambie el apósito en caso de mojarse.

Cambio de apósito

1. En el caso de una herida que exuda, se verá líquido en la parte superior del apósito. Cambie el apósito antes de que el líquido alcance el contorno de la herida, o cuando lo determinen las buenas prácticas, o luego de 7 días como máximo. Cambie el apósito de inmediato si el líquido llega al borde de la almohadilla de membrana.
2. En el caso de tener un sistema inmunológico en riesgo, diabetes, infección, excesiva granulación, tejidos macerados, o cuando se desee facilitar la remoción de tejidos no viables, podría necesitarse cambiar el apósito con mayor frecuencia.
3. Cambio de apósito: Levante el borde del apósito y retírelo. Aplique el nuevo apósito.
4. Si sangre coagulada o un exudado seco provocan que el apósito se adhiera a la piel o al pelo, utilice una pequeña

cantidad de solución salina o agua para ablandarlo y aflojarlo lenta y suavemente. Limpie la piel intacta alrededor de la herida.


5. Realice los cambios de apósitos según el protocolo o las indicaciones del médico u otro clínico tratante. En la mayoría de los casos, cuando se usa PolyMem, no hace falta perturbar o limpiar la herida durante los cambios, a menos que la misma esté infectada o contaminada. PolyMem está diseñado para limpiar la herida de forma continua y no deja residuos que deban eliminarse. **La limpieza excesiva podría dañar los tejidos regenerados y retrasar la cicatrización de la herida.**

Observaciones durante el uso o cambio


- Durante la cicatrización normal, la herida podría parecer estar más grande durante los primeros cambios de apósitos debido a que el cuerpo remueve naturalmente los tejidos no viables. Si la herida continúa aumentando de tamaño, consulte a un especialista.
- Los apósitos PolyMem ayudan a la formación de nuevos vasos sanguíneos, por lo tanto es común ver el líquido de la herida y los apósitos manchados con sangre durante los cambios.
- Esté atento a señales y síntomas, tales como mayor enrojecimiento, inflamación, dolor, calor, olor, fragilidad, formación excesiva de tejido, falta de cicatrización o que la herida se torne blanca. Consulte a un profesional sobre situaciones problemáticas, tales como infección, irritación, sensibilidad, alergia, maceración o granulación excesiva.

El usuario o paciente debe informar a Ferris Mfg. Corp. de cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con este dispositivo, así como a la autoridad competente del estado o provincia de residencia del usuario o paciente.


PolyMem® Dressing with Silicone Adhesive Border




Step 1. Remove one side of adhesive release liner.






Sacral/Oval #8: Remove the center liner. Note the dressing is perforated to allow folding.



Sacral/Oval #8: Gently fold the dressing in half and hold the dressing by the two "wings".



Step 2. Apply over wound. Slowly remove remaining release liner(s) while pressing adhesive to the skin.



NOTE: Sacral dressing is designed to be applied in different orientations to best cover the wound. The dressing may also be modified or trimmed to accommodate different wound shapes.

PRECAUTIONS

• For external use only • PolyMem dressings are not compatible with oxidizing agents (hydrogen peroxide or hypochlorite solutions) • Prior to performing imaging procedures, determine if the dressing should be removed • Avoid contact with electrodes or conductive gels • Topical treatments are not recommended in conjunction with PolyMem dressings • Be alert for signs of infection or maceration • Do not use and discontinue use on people who show signs of sensitivity, irritation, or allergy from the dressing or its materials • Intended for one use on one person. Do not reuse. Reuse may degrade properties, spread contamination, and increase risk of infection

PolyMem dressings may be used when signs of infection are present if proper medical treatment that addresses the cause of the infection has been implemented.

Store at room temperature ≤30°C (86°F).

Excursions permitted ≤55°C (131°F) but should be minimized.

Dispose as typical for biohazardous waste.

Dimensions are approximate.

DIRECTIONS


Initial Application

1. Prepare the wound according to protocol or as directed by a physician or other ordering clinician.
2. Select a dressing with the membrane pad ¼" – 2" (0.6 – 5 cm) larger than the wound. The dressing should also cover any inflamed or damaged area surrounding the wound.

3. For dry wounds, moisten dressing slightly or leave wound moist after preparation. For good adhesion, ensure skin is clean and dry.

4. After application, outline the wound on top of dressing to help determine when to change.

5. Minimize repositioning. However, if needed, gently remove and reapply. Do not contaminate adhesive border with oil or cleaning agents.



Use

1. A dramatic increase in wound fluid may be observed during the first few days due to the fluid attraction. This is not uncommon and indicates that the dressing is working.
2. Keep the dressing dry and in place when bathing. Change the dressing if it gets wet.

Dressing Change

1. For an exuding wound, fluid will become visible through the top. Change before fluid reaches the wound margin, or when good practice dictates, or after no more than 7 days. Change immediately if fluid reaches the edge of the membrane pad.
2. More frequent changes may be needed due to a compromised immune system, diabetes, infection, hypergranulation, macerated tissue, or when desiring to facilitate the removal of non-viable tissue.
3. Dressing Change: Lift the edge of the dressing and remove. Apply new dressing.
4. If coagulated blood or dried exudate has caused the dressing to adhere to skin or hair, use a small amount of saline or water to slowly gently soften and loosen. Clean the intact skin around the wound.

5. Manage dressing changes according to protocol or as directed by a physician or other ordering clinician.

In most cases, when using PolyMem, there is no need to disturb or cleanse a wound during changes unless the wound is infected or contaminated. PolyMem is designed to continuously clean the wound and does not leave residue that needs to be removed. **Excessive cleaning may injure regenerating tissue and delay wound healing.**

Observations during use or change

- During normal healing, the wound may appear to become larger during the first few dressing changes because the body is naturally removing non-viable tissue. If the wound continues to become larger, consult an expert.
- PolyMem dressings help support new blood vessel formation so it is not uncommon to see blood-stained wound fluid and dressings during changes.
- Be alert for signs and symptoms, such as, increased redness, inflammation, pain, warmth, odor, whitening, fragility, excessive tissue formation, or lack of healing. Consult a professional for problem situations, such as, infection, irritation, sensitivity, allergy, maceration, or hypergranulation.

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported, by the user and/or patient, to Ferris Mfg. Corp. and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.